

## Alfombras Desinfectantes.

BASE DE VINILO. Perfecta para de acceso del personal de servicio, empaquetado, de manipulados de alimentos, área de residuos, vestuarios de empleados y salas de descanso.

Uso recomendado: Ideal para la zona de **entrada**.



- ≈ Medida estándar: 68 cm x 88 cm
- ≈ Grosor: 11 mm
- ≈ Peso: 3,8 Kg/m<sup>2</sup>
- ≈ Color: Negro
- ≈ Tránsito medio



Los bucles de vinilo proporcionan una acción limpiadora que, junto al virucida, eliminan los agentes contaminantes del calzado.

El vinilo flexible se hunde y sumerge las suelas en una solución desinfectante, una doble acción que evita que la contaminación y los patógenos nocivos para la salud humana lleguen al interior del hotel.

BASE DE CAUCHO DE NITRILO. Excelente calidad con elegante estilo. Funciona bien en pórticos y zonas donde se requiera una profunda desinfección.

Uso recomendado: para la **zona del Spa**.



- ≈ Medida: 85 cm x 150 cm / 75 cm x 85 cm
- ≈ Grosor: 9 mm
- ≈ Peso: 4,7 kg/m<sup>2</sup>
- ≈ Color: Gris Antracita
- ≈ Tránsito intenso



Gran resistencia al deslizamiento gracias a sus bordes de contención donde se introduce la solución desinfectante.

Fabricada con fibras de monofilamento, proporcionan una durabilidad extrema.

## Alfombra Secante

NAILON UNIDO A UNA BASE DE CAUCHO DE NITRILO. Fibras muy resistentes al aplastamiento. No se agrieta, ni deshilacha. No le afecta la lejía, ni los rayos UV.

Tiene gran capacidad de retención de líquidos y polvo por m2.

Estilo elegante.

- ≈ Medidas: 60 cm x 85 cm / 75 cm x 85 cm
- ≈ Grosor: 8 mm
- ≈ Peso: 2.8 kg/m2
- ≈ Color: Gris, Antracita, Azul, Rojo
- ≈ Tránsito intenso



Lavable en lavadora hasta 50°C. Resistente a la lejía y a los rayos UV.

## Desinfectante

DL 21 CLORBAC. Limpiador alcalino clorado de elevado poder desinfectante y detergente, especialmente formulado para utilizar en la limpieza y desinfección en una sola operación de superficies.

Indicado como viricida para ser usado en las alfombras desinfectantes. Tiene la ventaja de no llevar base de cloro, por lo que es menos agresivo con los tejidos. No es necesario restituir el producto a diario, es suficiente con rellenarlo.



APLICACIÓN	DILUCIÓN	TIEMPO DE CONTACTO
Inactivación Coronavirus* (Según información Min. Sanidad)	≥ 0.1%	Mínimo 1 Minuto
Bactericida	≥ 15%	Mínimo 15 Minutos
Fungicida	≥ 2.5%	Mínimo 20 Minutos

Composición: Hipoclorito sódico (5%). Hidróxido sódico (3%). Menos del 5% Tensioactivos no iónicos y fosfonatos.

Presentación: 5L